

## 常用檢驗項目 中英文對照表 及 參考值

組別: 鏡檢組

制定日期: 110年3月8日

項目	中文	參考值
<b>**Urine routine(Multistix+Sediment)</b>		<b>***</b>
Color	顏色	Yellow- Brown
Clarity	清澈度	Clear
Sp.Gr.	比重	1.003-1.035
pH	酸鹼值	5.5-8.0
OB	潛血	Negative
protein	蛋白質	Negative
glucose	葡萄糖	Negative
Ketone	酮體	Negative
Bilirubin	膽紅素	Negative
Urobilinogen	尿膽色原	0.2-1.0 E.U./dL
Nitrite	亞硝酸鹽	Negative
WBC(esterase)	白血球酯酶	Negative
Sediment	尿沉渣	<b>***</b>
RBC	紅血球	0-2/HPF
WBC	白血球	0-5/HPF
Epithelial cell	上皮細胞	0-5/HPF
Cast	圓柱體	Not found
cast-amount	圓柱體含量	Not found
Crystal	結晶體	Not found
cry-amount	結晶體含量	Not found
Other	其他	Not found
<b>**Urine RBC morphology</b>		<b>***</b>
total RBC	紅血球總量	0 ~ 2 /HPF
crenate RBC	皺縮紅血球	0 /HPF
ghost RBC	鬼細胞	0 /HPF
<b>**Other</b>		<b>***</b>
Pregnancy test	懷孕試驗	Negative
B-Streptococcus group B Ag	B型鏈球菌抗原	Negative
Legionella Ag(委外)	退伍軍人症肺炎抗原	Negative
Streptococcus pneumococcus Ag	尿液肺炎鏈球菌抗原	Negative
Streptococcus group A Ag	A型鏈球菌抗原	Negative
Trichomonas vaginalis Ag	陰道滴蟲抗原	Negative

## 常用檢驗項目 中英文對照表 及 參考值

組別: 鏡檢組

制定日期: 110年3月8日

項目	中文	參考值
<b>**Stool routine</b>		<b>***</b>
	<b>糞便一般檢查</b>	
Color	顏色	Yellow ~ Brown
Consistency	型態	Soft ~ Formed
Mucus	黏液	Negative
Blood	血液	Negative
Occult Blood (Chem)	潛血	Negative
<b>**iFOB &amp; Transferrin</b>		<b>***</b>
	<b>糞便潛血與運鐵蛋白檢測</b>	
iFOB	糞便潛血免疫法	Negative
Transferrin	糞便運鐵蛋白檢測	Negative
<b>**Fat stain</b>		<b>***</b>
	<b>中性脂肪染色</b>	
.Fat stain(heat)	脂肪染色 (加熱法)	Negative
.Fat stain(unheat)	脂肪染色 (未加熱法)	Negative
<b>**Other</b>		<b>***</b>
	<b>其他檢驗</b>	
Stool Hb (Quantitative)	糞便潛血免疫定量分析	<30 ng/mL
Parasite ova (Direct smear)	寄生蟲卵鏡檢(直接抹片法)	Not found
Parasite ova (Concentration method)	寄生蟲卵鏡檢(濃縮法)	Not found
Amoeba examination (Concentration method)	阿米巴鏡檢(濃縮法)	Not found
Pus cell (Stool)	糞便膿細胞鏡檢	0 - 1 /HPF
Starch stain (Stool)	糞便澱粉質染色	Negative
Reducing substance (Stool)	糞便還原物質試驗	Negative
<b>**Feces Rotavirus &amp; Adenovirus Ag</b>		<b>***</b>
	<b>糞便輪狀/腺病毒抗原</b>	
Feces Rotavirus Ag	輪狀病毒抗原檢測	Negative
Feces Adenovirus Ag	腺病毒抗原檢測	Negative
<b>**Bacteria/Virus Ag rapid test</b>		<b>***</b>
	<b>細菌/病毒抗原檢測</b>	
Chlamydia Ag	披衣菌抗原	Negative
Respiratory syncytial virus Ag	呼吸道融合細胞病毒抗原	Negative
Norovirus Ag	諾羅病毒抗原(自費)	Negative
Respiratory Adenovirus Ag	呼吸道腺病毒抗原	Negative
Fecal Calprotectin	糞便鈣衛蛋白(自費)	NA
Dengue NS1 Ag	登革熱NS1抗原	Negative
Stool HP Ag	糞便幽門螺旋桿菌抗原	Negative
Influenza A & B virus Ag	流行性感胃A&B型病毒抗原	Negative

## 常用檢驗項目 中英文對照表 及 參考值

組別: 鏡檢組

制定日期: 110年3月8日

項目	中文	參考值
<b>**Semen analysis</b>		<b>***</b>
	<b>精液分析</b>	
Collection time	採集時間	***
Examination time	檢驗時間	***
Amount	總量	≥1.5 mL
Count	細胞計數	≥32%
Motility	運動性	≥15 × million /mL
Normal forms	正常形態	≥4%
WBC	白血球	< 1 × million /mL
<b>**Other</b>		<b>***</b>
	<b>其他檢驗</b>	
India ink stain (CSF)	墨染法	Not found
Cryptococcus Ag (CSF or Serum)	隱球菌抗原	Negative
Cryptococcus Ag titer (CSF or Serum)	隱球菌抗原定量試驗(自費)	Negative
Enterovirus 71 IgM	腸病毒71型IgM抗體	Negative